



SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
145/09	06.02.2023	4	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

WC GEL Candeggina Lt 0,750 AMACASA

Imballo da 16 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : Flacone in PHED colore bianco
Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu con sotto tappo erogatore
Codice articolo : 100805000250
Codice EAN prodotto : 8004393000250
Contenuto netto prodotto : Lt 0,750 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto : kg 0,830 (+/- 5%)
Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 25,7 x 9 x 5,3

IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 16 flaconi in scatola di cartone colore avana
Codice ITF : 08004393000953
Peso lordo imballo : kg 14,130 circa
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 26,5 x 23,5 x 38

PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL
Imballi per strato : 10
Strati : 5
Imballi per pallet : 50
Totale prodotti per pallet : 800
Peso lordo per pallet : kg 726,50 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 150,50 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari, distruggendo germi e batteri. La forma del tappo, a getto direzionale, consente di raggiungere i punti più difficili dei bordi, aderendo completamente e durando a lungo, donando al water la certezza dell'igiene.

MODALITA' D'USO

Per aprire premere entrambi i lati del tappo non zigrinati e svitare.
Spruzzare abbondantemente sulle pareti del water ed i sanitari. Lasciare agire almeno 30 minuti prima di risciacquare abbondantemente.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120
Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500
Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it
info@newfador.it - amministrazione@pec.newfador.it - Codice SDI SUBM70N